


Produktinformation PPS



PPS Sicherheits-Wiegekabine

Dreifacher Schutz, Sicherheit, für das Wiegen bis 0.01mg

Beschreibung: 1 HEPA Filter Klasse H14 unter der Arbeitsfläche. Berührungsfreier, (mit Plastiksack) sicherer Filterwechsel..

Zwei weitere Filter H14 (einen für die Abluft, einer über der Arbeitsfläche)

Option: vibrationsfreie Arbeitsfläche für das Wiegen.

Fenster wird elektrisch bewegt

Elektronische Geschwindigkeitskontrolle

Innen Edelstahl

Optionen: UV-Licht
Medienanschlüsse

Abmessungen:

innen	PPS 9	PPS 12	PPS15	PPS18	Tiefe innen für alle Geräte 640mm Tiefe außen für alle Gerät
Breite	921	1220	1531	922	
außen					Höhe innen für alle Geräte Höhe außen für alle Geräte 2260mm
Breite	978	1283	1588	1893	

Technische Änderungen vorbehalten.