

## Datenblatt Taumel- /Rollenmischer



- \*Modelle mit fünf oder zehn PVC- Rollen 32mm Durchmesser
- \*Abstand zwischen den Rollen 36mm, Rollenlänge 330mm bzw 216mm beim 1732
- \*5-30 oder 10-70 U/min und 40 U/min
- \*Einzelne Rollen können für größere Behälter entnommen werden.
- \*Die Rollen können ausgetauscht werden, ohne Werkzeug!
- \*Ein Taumel-Rollenmischer kann in einen Rollenmischer (ohne auf und ab) umgewandelt werden, ( mit den entsprechenden Parallelrollen.)
- \*Bürstenloser Gleichstrommotor 24 V, mit Schaltnetzteil

Maximale Betriebsbedingungen:  
bei Parallelmischern bis 7,5kg  
Taumel-Rollenmischer 5kg  
Arbeitstemperatur: 5°-+40°C  
80% rel. Feuchtigkeit bei 31°C  
50% rel. Feuchtigkeit bei 40°C  
zulässige Einschaltdauer: 100%  
15 Watt Leistungsaufnahme  
made in Germany

2/19 Technische Änderungen vorbehalten