

Datenblatt Taumel- /Rollenmischer



- *Modelle mit fünf oder zehn Rollen
- *5-30 und 10-70 U/min
- *Einzelne Rollen können für größere Behälter entnommen werden.
- *Die Rollen können ausgetauscht werden, ohne Werkzeug!
- *Ein Taumel-Rollenmischer kann in einen Rollenmischer (ohne auf und ab) umgewandelt werden, (mit den entsprechenden Parallelrollen.)
- *Bürstenloser Gleichstrommotor 24 V, mit Schaltnetzteil

Maximale Betriebsbedingungen:
bei Parallelmischern bis 7,5kg
Taumel-Rollenmischer 5kg
Arbeitstemperatur: 5°-+40°C
80% rel. Feuchtigkeit bei 31°C
50% rel. Feuchtigkeit bei 40°C
zulässige Einschaltdauer:100%
15 Watt Leistungsaufnahme
made in Germany

2/19 Technische Änderungen vorbehalten