


## Taumelrollenmischer/Rollenmischer/mit austauschbaren Rollen (W)



Bild 1730 – 1752



1758

- Neu: Modelle 1730-1752 **auch ohne Taumeln**, Aufpreis 60,- +MWST
- Neu: 1758-1761 Geschwindigkeit **50 - 220 U/min.** oder mit langsamen **1-10 U/min.** Aufpreis 120,-

1730 RM5-40	Taumel-Rollenmischer mit 5 Rollen <b>32 cm</b> lang 35 U/min. <b>Neigung der Rollen</b> , gilt für alle Taumelmischer, 3°, bei 1732 mit 20cm Rolle etwas steiler, 430x180x95mm (lxbxh), 3.6 kg max. Beladung 2kg	426,-
1731 RM5W-40	mit austauschbaren Rollen. Rolle 320mm lang, Durchmesser 32mm, Achsabstand 40mm, Neigungswinkel 3°	545,-
1732 RM5-35s	Taumel-Rollenmischer mit 5 Rollen <b>20 cm</b> lang 35 U/min. 330x180x95mm (lxbxh), 3. kg max. Beladung 2kg	395,-
1750 RM5-30V	Taumel-Rollenmischer mit 3-30 U/min., sonst wie 1730	475,-
1752RM5-80V	Taumel-Rollenmischer mit 10-80 U/min., sonst wie 1730	505,-
1753 RM-10W-30V	Taumel-Rollenmischer mit 3-30 U/min mit 10 Rollen einzeln herausnehmbar max Kapazität 3.5 kg insges.	989,-
1755 RM10W-80V	Taumel-Rollenmischer mit 10-80U/min mit 10 Rollen einzeln herausnehmbar max Kapazität 3.5 kg insges.	989,-
1758 RM5-V Ratek	Taumel-Rollenmischer mit 5 Rollen 30cm, 3cm Ø, <b>Standard 5-60 U/min</b> , 50-220 U/min. bitte bei Bestellung angeben Aufpreis 120.- 1-10 U/min. bitte bei Bestellung angeben Aufpreis 120.- 500x250x120mm (lxbxh) ,4.5 kg, max. Beladung 3-4 kg, je Rollenpaar ca. 2 kg. Externe 12Volt Stromversorgung. Solide, kugelgelagert, Antrieb über Zahnkranz und Kette auch für größere Behälter, es wird dann jede zweite Rolle entfernt	1165,-
1760 RM10-V	Taumel-Rollenmischer <b>mit 10 Rollen, sonst wie 1758</b> 500x400x120mm (lxbxh), 6. 5 kg, max. Beladung 4kg	1372,-
<b>Rollenmischer</b>	<b>ohne Taumelbewegung</b> auch <b>Bestellnr. 1730-1752</b> , 60,- Aufpreis längere Lieferzeit	
<b>1756 RM5-30V</b>	Rollenmischer ohne Taumelbewegung sonst wie 1730	530,-
1759 RM5-VRatek	wie 1758 aber ohne Taumelbewegung, max Beladung 5kg	1194,-
1761 RM10-VRatek	wie 1760 aber ohne Taumelbewegung, max Beladung 5kg	1390,-
	-2-	
1763 RMV-C	Combi Ratek kombiniert <b>Taumeln und paralleles Drehen</b> , 4 Rollen parallel 5 Rollen Taumeln, jede Kombination möglich, auch 3/6 oder 6/3 Rolle	1340,-

<p>1764 L209L (large)</p>	<p>maximal fuenf Rollen, Standardlieferung mit zwei Rollen, jede weitere Rolle 65,--  die Rollen ( nicht die Antriebsrolle) <b>können ohne Montage in ca 3 cm Stufen versetzt oder herausgenommen werden</b>, damit können Gefäße unterschiedlicher Größe ( auch gleichzeitig ab drei Rollen ) gedreht werden.  jetzt mit digitaler Anzeige ( nur für die Standardgeschwindigkeit)  Rollendurchmesser 50mm, 1-99 Umdrehungen/min-  Option schneller und starker Motor (150W) bis 185 U/min 110,-- ( im 75 cm langem Gerät bereits inklusive, diese Länge gibt es nur in dieser Ausführung)  alle Preise +MWST  Option Schnittstelle RS232 66,-- nur für die Standardgeschwindigkeit (nicht für das 75cm Gerät)  Rollenlänge 35cm Bestellnr. L209L/35 1395,--  Rollenlänge 45cm Bestellnr. L209L/45 1430,--  Rollenlänge 55cm Bestellnr. L209L/55 1495,--  Rollenlänge 65cm Bestellnr. L209L/65 1550,--  Rollenlänge 75cm Bestellnr. L209L/75 1695,--Preis inklusive dem stärkerem Motor, ohne digitale Anzeige und ohne Schnittstelle  Achtung: bei groesseren Behältern, der Umfang der Rollen ist ca 15cm, d.h. dass ein groesseres Gefaess mit z.B.: 15cm Durchmesser = 47cm Umfang ca 1/3 langsamer ist, als die Geschwindigkeit des Geraetes.( z.B. 50 U/min, <b>nur</b> 16 U/min für den Behaelter)  robuster Rollenantrieb, ohne auf und ab.Bei zwei Rollen kann die nicht angetriebene Rolle versetzt werden oder die weiteren Rollen, <b>ohne Montage</b>. Die Rollen sind kugelgelagert  Kapazität bis 15 kg, <b>mit stärkerem und schnellem Motor (150W) 25 kg.</b></p>	
-------------------------------	--	--

**Preise zuzügl. MWST**, Technische- und Preisänderungen vorbehalten Tel. 0049-8382-944694,  
fax—944894 [kontakt@labequip.de](mailto:kontakt@labequip.de)