



LABINCO Ductless Fume Hood LF 66

Beschreibung

(excl filters en werkblad/opvangbak)

Recirculerende filterkast

- 2 hand passage
- 1 stopcontact
- 1 Led lamp
- 1 losse flowmeter (optioneel)
- transparante zij en achterwand
- sterke stalen constructie
- witte epoxy coating RAL 9010
- polycarbonaat wanden extra dik
- gemiddelde snelheid (0.5 m/s) vrij om in te stellen
- 30 Decibel

Zustzliche Informationen

Voltage 220 - 240 V

Power input 47 W