

## LABINCO Flocculator 8 positions

## **Beschreibung**

Custom made product, let us know your wishes.

## **Zustzliche Informationen**

Anzahl der Positionen 8

Max. Beladung 10 ltr

Motorleistung/Eingang (W) 35 W

Motorleistung/Ausgang (W) 25 W

Geschwindigkeitsanzeige Analog

Drehzahlbereich (U/min) 5 - 300 rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm) 80 mm

**Geschwindigkeitssteuerung** Stepless (each position) **Mae (L x B x H)** 1420 x 330 x 730 mm

Gewicht48 kgZulssige Umgebungstemperatur 5 - 40 CMax. Luftfeuchtigkeit80%Sicherheitsklasse DIN EN 60529IP 42

Spannung100 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme250 W