



LABINCO L201 Rockâ??n Roller

Beschreibung

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen	13
Max. Beladung	1 Kg
Motorleistung/Eingang (W)	30W
Motorleistung/Ausgang (W)	25 W
Drehzahlbereich (U/min)	10 rpm
Geschwindigkeitssteuerung	not adjustable
Mae (L x B x H)	320 x 310 x 190 mm
Gewicht	3.6 kg
Zulssige Umgebungstemperatur	5 - 50 C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
Spannung	220 - 230 V (115 / 100 V)
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	35 W