

## LABINCO L202 Rockâ??n Roller Variable Speed

## **Beschreibung**

## **Zustzliche Informationen**

Anzahl der Positionen 13

Max. Beladung 1 kg

Motorleistung/Eingang (W) 30W

Motorleistung/Ausgang (W) 25 W

Geschwindigkeitsanzeige analog

Drehzahlbereich (U/min) 1-25 rpm

Geschwindigkeitssteuerung analog

Mae (L x B x H) 320 x 310 x 190 mm

**Gewicht** 3.6 kg ( + 1.2 kg control unit )

**Zulssige Umgebungstemperatur** 5 - 50 C **Max. Luftfeuchtigkeit** 80 % **Sicherheitsklasse DIN EN 60529** IP 42

**Spannung** 220 - 230 V (115 / 100 V)

**Frequenz** 50/60 Hz **Leistungsaufnahme** 50 W