

LABINCO L209350 Rollenmischer mit RollenlĤnge 350 mm mit starkem Motor, bis 25Kg

Beschreibung

- Rollenmischer um Proben in Bewegung zu halten
- Multifunktional, fr verschiedene Anwendungen, von Reagenzglsern bis zu groen Flaschen
- Mit robustem Rollenantrieb ohne auf und ab
- Analoges Gert mit Zeitschaltuhr
- Wird mit 2 Rollen ausgeliefert: 1 feste (Antriebsrolle) und 1 lose Rolle.
- Maximal knnen 5 Rollen auf dem Rollenmischer platziert werden
- Je nach Gre der Behlter knnen einzelne Rollen entfernt bzw. versetzt werden (auer die Antriebsrolle).
- Um mehr Rollen zu bestellen, Art.nr.35209
- Lnge der Rolle 350 mm. 45,5 mm.
- Mit Zeitschaltuhr und starkem Motor
- Max. Beladung 25 Kg
- Geschwindigkeit 1-240 U/min
- Herz zu Herz Abstand von 7 mm bis zu 2150 mm
- Abmessungen Grundgert (BxTxH) 580x 350 x 130 mm
- Gewicht 8,4 kg
- Art.nr.20935 (230V)

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen1 up to 4Max. Beladung15 kgMotorleistung/Eingang (W)100W

Motorleistung/Ausgang (W)75 WGeschwindigkeitsanzeigeanalogDrehzahlbereich (U/min)1-240 rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm) digital 1s. up to 99h 59m 59s

Geschwindigkeitssteuerung analog

Mae (L x B x H) 580 x 350 x 130 mm

Gewicht8.4 kgZulssige Umgebungstemperatur 5 - 50 CMax. Luftfeuchtigkeit80 %Sicherheitsklasse DIN EN 60529IP 42

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme150W