



LABINCO L209450 Rollenmischer mit Rollenlänge for tanning salmon skins ??

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Anzahl der Positionen	1 up to 4
Motorleistung/Eingang (W)	100 W
Motorleistung/Ausgang (W)	75 W
Geschwindigkeitsanzeige	Analog
Drehzahlbereich (U/min)	1 - 240 RPM
Geschwindigkeitssteuerung	Analog
Maße (L x B x H)	680 x350 x 130 mm
Gewicht	9.4 kg
Zulässige Umgebungstemperatur	5 - 50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
Spannung	220 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	150 W