




LABINCO L209550 Rollenmischer mit Rollenlänge 550 mm mit starkem Motor, bis 25Kg

Beschreibung

- Rollenmischer um Proben in Bewegung zu halten
- Multifunktional, für verschiedene Anwendungen, von Reagenzgläsern bis zu großen Flaschen
- Mit robustem Rollenantrieb ohne auf und ab
- Analoges Gerät mit Zeitschaltuhr
- Wird mit 2 Rollen ausgeliefert: 1 feste (Antriebsrolle) und 1 lose Rolle
- Maximal können 5 Rollen auf dem Rollenmischer platziert werden
- Je nach Größe der Behälter können einzelne Rollen entfernt bzw. versetzt werden (außer die Antriebsrolle)
- Um mehr Rollen zu bestellen, Art.nr. 55209
- Länge der Rolle 550 mm. 45,5 mm.
- Mit Zeitschaltuhr und starkem Motor
- Max. Beladung 25 Kg
- Geschwindigkeit 1-240 U/min
- Herz zu Herz Abstand von 7 mm bis zu 2150 mm
- Abmessungen Grundgerät (BxTxH) 780x 350 x 130 mm
- Gewicht 10,5 kg
- Art.nr. 20955 (230V)

Zusätzliche Informationen

Number of positions	1 up to 4
Max Quantity	15 kg
Motor Rating input(W)	100W

Motor Rating output(W)	75 W
Speed display	analog
Speed range(rpm)	1-240 rpm
Stirring bar length max(mm)	digital 1s. up to 99h 59m 59s
Speed control	analog
Dimensions (W x D x H)	780 x 350 x 130 mm
Weight(kg)	10.5 kg
Permissible ambient temperature	5 - 50 C
Permissible relative humidity	80 %
Protection class according to DIN EN 60529	IP 42
Voltage	220 - 230 V
Frequency	50/60 Hz
Power input	150W