

LABINCO L209550 Rollenmischer mit RollenlĤnge 550 mm mit starkem Motor, bis 25Kg

Beschreibung

- Rollenmischer um Proben in Bewegung zu halten
- Multifunktional, fr verschiedene Anwendungen, von Reagenzglsern bis zu groen Flaschen
- Mit robustem Rollenantrieb ohne auf und ab
- Analoges Gert mit Zeitschaltuhr
- Wird mit 2 Rollen ausgeliefert: 1 feste (Antriebsrolle) und 1 lose Rolle
- Maximal knnen 5 Rollen auf dem Rollenmischer platziert werden
- Je nach Gre der Behlter knnen einzelne Rollen entfernt bzw. versetzt werden (auer die Antriebsrolle)
- Um mehr Rollen zu bestellen, Art.nr. 55209
- Lnge der Rolle 550 mm. 45,5 mm.
- Mit Zeitschaltuhr und starkem Motor
- Max. Beladung 25 Kg
- Geschwindigkeit 1-240 U/min
- Herz zu Herz Abstand von 7 mm bis zu 2150 mm
- Abmessungen Grundgert (BxTxH) 780x 350 x 130 mm
- Gewicht 10,5 kg
- Art.nr. 20955 (230V)

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen1 up to 4Max. Beladung15 kgMotorleistung/Eingang (W)100W

Motorleistung/Ausgang (W)75 WGeschwindigkeitsanzeigeanalogDrehzahlbereich (U/min)1-240 rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm) digital 1s. up to 99h 59m 59s

Geschwindigkeitssteuerung analog

Mae (L x B x H) 780 x 350 x 130 mm

Gewicht 10.5 kg **Zulssige Umgebungstemperatur** 5 - 50 C **Max. Luftfeuchtigkeit** 80 % **Sicherheitsklasse DIN EN 60529** IP 42

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme150W