




LABINCO L209750 Rollenmischer mit Rollenlänge 750 mm mit starkem Motor, bis 25Kg

Beschreibung

- Rollenmischer um Proben in Bewegung zu halten
- Multifunktional, für verschiedene Anwendungen, von Reagenzgläsern bis zu großen Flaschen
- Mit robustem Rollenantrieb ohne auf und ab
- Analoges Gerät mit Zeitschaltuhr
- Wird mit 2 Rollen ausgeliefert: 1 feste (Antriebsrolle) und 1 lose Rolle
- Maximal können 5 Rollen auf dem Rollenmischer platziert werden
- Je nach Größe der Behälter können einzelne Rollen entfernt bzw. versetzt werden (außer die Antriebsrolle)
- Um mehr Rollen zu bestellen, Art.nr. 75209
- Länge der Rolle 750 mm, 45,5 mm
- Mit Zeitschaltuhr und starkem Motor
- Max. Beladung 25 Kg
- Geschwindigkeit 1-240 U/min
- Herz zu Herz Abstand von 7 mm bis zu 2150 mm
- Abmessungen Grundgerät (BxTxH) 980x 350 x 130 mm
- Gewicht 12,5 kg
- Art.nr. 20975 (230V)

Zusätzliche Informationen

Anzahl der Positionen	1 up to 4
Max. Beladung	15 kg

Motorleistung/Eingang (W)	100W
Motorleistung/Ausgang (W)	75 W
Geschwindigkeitsanzeige	analog
Drehzahlbereich (U/min)	1-240 rpm
Lnge des Rhrstabes max (mm)	digital 1s. up to 99h 59m 59s
Geschwindigkeitssteuerung	analog
Mae (L x B x H)	980 x 350 x 130 mm
Gewicht	12.5 kg
Zulssige Umgebungstemperatur	5 - 50 C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
Spannung	220 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	150W