



## LABINCO L46 Power Mixer

### Beschreibung

### Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen	1
Max. Beladung	Test tubes 7 mm up to 35 mm Dia.
Motorleistung/Eingang (W)	40 W
Motorleistung/Ausgang (W)	25 W
Geschwindigkeitsanzeige	Analog
Drehzahlbereich (U/min)	50 - 2500 rpm
Geschwindigkeitssteuerung	Stepless
Mae (L x B x H)	135 x 120 135 mm
Gewicht	3.2 kg
Zulssige Umgebungstemperatur	5 - 40 C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
Spannung	220 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	50 W