



LABINCO L714 4 position Magnetic Stirrer 4 x 5 ltr.

Beschreibung

- Topplate 545 x 205 mm diam. Stainles steel 50-1250 rpm
 - 4 positions in one row
 - Stirring capacity 4 x 5 Ltr
 - Dimensions (WxDxH) 550 x 245 x 105 mm
 - Weight 8 kg
 - Art.nr.71400 (230V)
 - Incl. 4 x spinbar
-
- Topplate 545 x 205 mm diam. Stainles steel 50-1250 rpm
 - 4 positions in one row
 - Stirring capacity 4 x 5 Ltr
 - Dimensions (WxDxH) 550 x 245 x 105 mm
 - Weight 8 kg
 - Art.nr.71400 (230V)
 - Incl. 4 x spinbar

Zusätzliche Informationen

Anzahl der Positionen	4 positions in one row
Max. Beladung	4 x 5 ltr
Motorleistung/Eingang (W)	4 x 35W
Motorleistung/Ausgang (W)	4 x 15 W
Geschwindigkeitsanzeige	analog
Drehzahlbereich (U/min)	50-2500rpm



Länge des Rührstabes max (mm)	60 mm
Geschwindigkeitssteuerung	stepless
Maße (L x B x H)	550 x 245 x 105 mm
Gewicht	8 kg
Zulässige Umgebungstemperatur	5 - 40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
Spannung	220 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	150 W