

LABINCO LD-48 Shaker

Beschreibung

Labinco LD-48 Laboratory Shaker. Labinco LD-48 Laboratory Shaker.

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen See LD-48 parts (for a lot of different plates).

Motorleistung/Eingang (W)90 WMotorleistung/Ausgang (W)60 WGeschwindigkeitsanzeigeDigital

Drehzahlbereich (U/min) 75 - 1250 rpm

Geschwindigkeitssteuerung Digital

Mae (L x B x H) 310 x 340 x 140 mm

Gewicht13 kgZulssige Umgebungstemperatur 5 - 40 CMax. Luftfeuchtigkeit80%Sicherheitsklasse DIN EN 60529IP 42

Spannung100 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme125 W