



LABINCO LD208450 Digitaler Rollenmischer mit Rollenlänge 450 mm, sehr starker Motor, bis 60 Kg

Beschreibung

- Digitaler Rollenmischer um Proben in Bewegung zu halten
- Multifunktional, für verschiedene Anwendungen, von Reagenzgläsern bis zu großen Flaschen
- Mit robustem Rollenantrieb ohne auf und ab
- Touchscreen
- Geschwindigkeit bis zu 600 U/min
- Wird mit 2 Rollen ausgeliefert: 1 feste (Antriebsrolle) und 1 lose Rolle
- Maximal können 5 Rollen auf dem Rollenmischer platziert werden
- Je nach Größe der Behälter können einzelne Rollen entfernt bzw. versetzt werden (außer die Antriebsrolle)
- Um mehr Rollen zu bestellen, Art.nr. 45209
- Länge der Rolle 450 mm, 45,5 mm
- Mit Zeitschaltuhr und sehr starkem Motor
- Max. Beladung 60 Kg
- Herz zu Herz Abstand von 7 mm bis zu 2150 mm
- Abmessungen Grundgert (BxTxH) 680x 350 x 130 mm
- Gewicht 9,4 kg
- Art.nr. 20845 (230V)
-

Zusätzliche Informationen

Motorleistung/Eingang (W)	250W
Motorleistung/Ausgang (W)	175W
Geschwindigkeitsanzeige	Digital

Drehzahlbereich (U/min)	1-600 rpm
Geschwindigkeitssteuerung	Digital
Mae (L x B x H)	680 x 350 x 130 mm
Gewicht	9,4 kg
Zulssige Umgebungstemperatur	5 - 50 C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
Spannung	220 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	300W