




LABINCO LD208750 Digitaler Rollenmischer mit Rollenlänge 750 mm, sehr starker Motor, bis 60 Kg

Beschreibung

- Digitaler Rollenmischer um Proben in Bewegung zu halten
- Multifunktional, für verschiedene Anwendungen, von Reagenzgläsern bis zu großen Flaschen
- Mit robustem Rollenantrieb ohne auf und ab
- Touchscreen
- Geschwindigkeit bis zu 600 U/min
- Wird mit 2 Rollen ausgeliefert: 1 feste (Antriebsrolle) und 1 lose Rolle
- Maximal können 5 Rollen auf dem Rollenmischer platziert werden
- Je nach Größe der Behälter können einzelne Rollen entfernt bzw. versetzt werden (außer die Antriebsrolle)
- Um mehr Rollen zu bestellen, Art.nr. 75209
- Länge der Rolle 750 mm. 45,5 mm
- Mit Zeitschaltuhr und sehr starkem Motor
- Max. Beladung 60 Kg
- Herz zu Herz Abstand von 7 mm bis zu 2150 mm
- Abmessungen Grundgert (BxTxH) 980x 350 x 130 mm
- Gewicht 12,5 kg
- Art.nr. 20875 (230V)

Zusätzliche Informationen

Motor Rating input(W)	250W
Motor Rating output(W)	175W
Speed display	Digital

Speed range(rpm)	1-600 rpm
Speed control	Digital
Dimensions (W x D x H)	980 x 350 x 130 mm
Weight(kg)	12.5 kg
Permissible ambient temperature	5 - 50 C
Permissible relative humidity	80%
Protection class according to DIN EN 60529	IP 42
Voltage	220 - 230 V
Frequency	50/60 Hz
Power input	300W