

LABINCO LD208750 Digitaler Rollenmischer mit RollenlĤnge 750 mm, sehr starker Motor, bis 60 Kg

## **Beschreibung**

- Digitaler Rollenmischer um Proben in Bewegung zu halten
- Multifunktional, fr verschiedene Anwendungen, von Reagenzglsern bis zu groen Flaschen
- Mit robustem Rollenantrieb ohne auf und ab
- Touchscreen
- Geschwindigkeit bis zu 600 U/min
- Wird mit 2 Rollen ausgeliefert: 1 feste (Antriebsrolle) und 1 lose Rolle
- Maximal knnen 5 Rollen auf dem Rollenmischer platziert werden
- Je nach Gre der Behlter knnen einzelne Rollen entfernt bzw. versetzt werden (auer die Antriebsrolle)
- Um mehr Rollen zu bestellen, Art.nr. 75209
- Lnge der Rolle 750 mm. 45,5 mm
- Mit Zeitschaltuhr und sehr starkem Motor
- Max. Beladung 60 Kg
- Herz zu Herz Abstand von 7 mm bis zu 2150 mm
- Abmessungen Grundgert (BxTxH) 980x 350 x 130 mm
- Gewicht 12,5 kg
- Art.nr. 20875 (230V)

## **Zustzliche Informationen**

Motorleistung/Eingang (W)250WMotorleistung/Ausgang (W)175WGeschwindigkeitsanzeigeDigital

Drehzahlbereich (U/min)1-600 rpmGeschwindigkeitssteuerungDigital

Mae (L x B x H) 980 x 350 x 130 mm

**Gewicht** 12.5 kg **Zulssige Umgebungstemperatur** 5 - 50 C **Max. Luftfeuchtigkeit** 80% **Sicherheitsklasse DIN EN 60529** IP 42

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme300W