



LABINCO LD81 Digital PTFE Coated Hotplate Magnetic Stirrer 10 ltr

Beschreibung

- Hotplate 145 mm diam. Aluminium PTFE Coated 50 – 1250 rpm
- Hotplate temperature 50-350C (digital)
- Stirring capacity 10 Ltr
- Stainless steel top plate
- Dimensions (WxDxH) 172 x 286 x 125 mm
- Weight 2.8 kg
- Art.nr.81001D (230V)
- Incl. temperature sensor
- Incl. spinbar

- Hotplate 145 mm diam. Aluminium PTFE Coated 50 – 1250 rpm
- Hotplate temperature 50-350C (digital)
- Stirring capacity 10 Ltr
- Stainless steel top plate
- Dimensions (WxDxH) 172 x 286 x 125 mm
- Weight 2.8 kg
- Art.nr.81001D (230V)
- Incl. temperature sensor
- Incl. spinbar

Zustätzliche Informationen

Anzahl der Positionen	1
Max. Beladung	10 ltr
Motorleistung/Eingang (W)	35 W

Motorleistung/Ausgang (W)	15 W
Geschwindigkeitsanzeige	analog
Drehzahlbereich (U/min)	50 - 1250 rpm
Lnge des Rhrstabes max (mm)	80 mm
Heizleistung	600 W
Heizleistung	7 K/min
Bereich der Heiztemperatur	room temp. - 350 C
Wrmesteuerung	Digital
Genauigkeit der Wrmesteuerung	1 K
Geschwindigkeitssteuerung	stepless
Einstellbare Sicherheitsschaltung Min.	'-
Einstellbare Sicherheitsschaltung Max.	'-
Anschluss fr externen Temperaturfhler	Termocouple
Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor	1 K
Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit	1 K
Mae (L x B x H)	172 x 286 x 125 mm
Gewicht	2.8 kg
Zulssige Umgebungstemperatur	5 - 40 C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
RS232 interface	'-
Analog output	'-
Spannung	220 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	635 W