

LABINCO LD81 Digital St.St. Hotplate Magnetic Stirrer 10 ltr.

Beschreibung

- Hotplate 130 mm diam. stainles steel 50 â?? 1250 rpm
- Hotplate temperature 50-350C (digital)
- Stirring capacity 10 Ltr
- Dimensions (WxDxH) 172 x 286 x 125 mm
- Weight 2.8 kg
- Art.nr.81001D (230V)
- Incl. temperature sensor
- Incl. spinbar

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen	1
Max. Beladung	10 ltr
Motorleistung/Eingang (W)	35 W
Motorleistung/Ausgang (W)	15 W
Geschwindigkeitsanzeige	analog

Drehzahlbereich (U/min) 50 - 1250 rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm)80 mmHeizleistung600 WHeizleistung7 K/min

Bereich der Heiztemperatur room temp. - 350 C

Wrmesteuerung Digital
Genauigkeit der Wrmesteuerung 1 K

Geschwindigkeitssteuerung stepless

Einstellbare Sicherheitsschaltung Min. 'Einstellbare Sicherheitsschaltung Max. '-

Anschluss fr externen Temperaturfhler Termocouple

Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor 1 K Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit 1 K

Mae (L x B x H) 172 x 286 x 125 mm

Gewicht2.8 kgZulssige Umgebungstemperatur5 - 40 CMax. Luftfeuchtigkeit80 %Sicherheitsklasse DIN EN 60529IP 42RS232 interface'-Analog output'-

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme635 W