

## LABINCO LD814 4 position PTFE Coated Hotplate Magnetic Stirrer

## **Beschreibung**

- Topplate 4 x 120 mm diam. Aluminium PTFE Coated 50-1250 rpm
- Hotplate temperature 25-350C (digital)
- 4 positions in one row
- Stirring capacity 4 x 5 Ltr
- Dimensions (WxDxH) 550 x 245 x 140 mm
- Weight 10 kg
- Temperature sensor on request
- Art.nr.81402 (230V)
- Incl. 4 x spinbar

## **Zustzliche Informationen**

Anzahl der Positionen	4 in one row
Max. Beladung	4 x 5 ltr
Motorleistung/Eingang (W)	4 x 35W
Motorleistung/Ausgang (W)	4 x 15 W
Geschwindigkeitsanzeige	analog

**Drehzahlbereich (U/min)** 50 - 1250rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm)60 mmHeizleistung4 x 300 WHeizleistung7 K/min

Bereich der Heiztemperatur room temp.- 350C

Wrmesteuerung digital

Genauigkeit der Wrmesteuerung 1 K

**Geschwindigkeitssteuerung** stepless

Einstellbare Sicherheitsschaltung Min. '-Einstellbare Sicherheitsschaltung Max. '-

Anschluss fr externen Temperaturfhler on request

Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor 1 K Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit 1 K

**Mae (L x B x H)** 550 x 245 x 140 mm

Gewicht 10 kg

Zulssige Umgebungstemperatur 5 - 40 C

Max. Luftfeuchtigkeit 80 %

Sicherheitsklasse DIN EN 60529 IP 42

RS232 interface '
Analog output '-

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme1350 W