

LABINCO LD816 6 position St.St. Hotplate Magnetic Stirrer

Beschreibung

- Topplate 6 x 120 mm diam. Stainless steel 50-1250 rpm
- Hotplate temperature 25-350C (digital)
- 6 positions in one row
- Stirring capacity 6 x 5 Ltr
- Dimensions (WxDxH) 835 x 245 x 140 mm
- Weight 14 kg
- Temperature sensor on request
- Art.nr.81601 (230V)
- Incl. 6 x spinbar

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen	6 in one row
Max. Beladung	6 x 5 ltr
Motorleistung/Eingang (W)	6 x 35W
Motorleistung/Ausgang (W)	6 x 15 W
Geschwindigkeitsanzeige	analog

Drehzahlbereich (U/min) 50 - 1250rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm)60 mmHeizleistung6 x 300 WHeizleistung7 K/min

Bereich der Heiztemperatur room temp.- 350C

Wrmesteuerung digital

Genauigkeit der Wrmesteuerung 1 K

Geschwindigkeitssteuerung stepless

Einstellbare Sicherheitsschaltung Min. '-Einstellbare Sicherheitsschaltung Max. '-

Anschluss fr externen Temperaturfhler on request

Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor 1 K Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit 1 K

Mae (L x B x H) 835 x 245 x 140 mm

Gewicht 14 kg

Zulssige Umgebungstemperatur 5 - 40 C

Max. Luftfeuchtigkeit 80 %

Sicherheitsklasse DIN EN 60529 IP 42

RS232 interface '
Analog output '-

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme2050 W