

LABINCO LD816 with probe

Beschreibung

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen 4 or 6 Bench of Square models

Max. Beladung4 or 6 x 5 ltrMotorleistung/Eingang (W)4 or 6 x 35 WMotorleistung/Ausgang (W)4 or 6 x 15 W

Geschwindigkeitsanzeige Analog

Drehzahlbereich (U/min) 50 - 1250 rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm) 60mm

Heizleistung 4 or 6 x 300 W

Heizleistung 7 K/min

Bereich der Heiztemperatur Room temp up to 350 C

Wrmesteuerung Digital
Genauigkeit der Wrmesteuerung 1 K

Geschwindigkeitssteuerung Stepless

Einstellbare Sicherheitsschaltung Min. 0 C **Einstellbare Sicherheitsschaltung Max.** 350 C

Anschluss fr externen Temperaturfhler On request

Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor 1 K Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit 1 K

Mae (L x B x H) 835 x 245 140 mm (6 pos.)

Gewicht14 kgZulssige Umgebungstemperatur4 -50 CMax. Luftfeuchtigkeit80%Sicherheitsklasse DIN EN 60529IP42

 Spannung
 220 - 230 V

 Frequenz
 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 6 pox. 2050 W (4 pos. 1350 W)