



LABINCO LD83 Digital Hotplate Magnetic Stirrer 20 Ltr. 325Â°C

Beschreibung

- Hotplate 145 mm diam. Aluminium 50 â?? 1250 rpm (digital)
 - Hotplate temperature 25-325C (digital)
 - Stirring capacity 20 Ltr
 - Dimensions (WxDxH) 172 x 286 x 125 mm
 - Weight 3 kg
 - Art.nr.83000 (230V)
 - Incl. PT1000 temperature sensor
 - Safety circuit of heating plate temperature (50 â?? 360 C)
 - Hot Top indicator
 - Incl. spinbar
-
- Hotplate 145 mm diam. Aluminium 50 â?? 1250 rpm (digital)
 - Hotplate temperature 25-325C (digital)
 - Stirring capacity 20 Ltr
 - Dimensions (WxDxH) 172 x 286 x 125 mm
 - Weight 3 kg
 - Art.nr.83000 (230V)
 - Incl. PT1000 temperature sensor
 - Safety circuit of heating plate temperature (50 â?? 360 C)
 - Hot Top indicator
 - Incl. spinbar

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen

1

Max. Beladung	20 ltr
Motorleistung/Eingang (W)	25 W
Motorleistung/Ausgang (W)	12 W
Geschwindigkeitsanzeige	digital
Drehzahlbereich (U/min)	50 - 1250 rpm
Lnge des Rhrstabes max (mm)	80 mm
Heizleistung	600 W
Heizleistung	7 K/min
Bereich der Heiztemperatur	room temp. - 325 C
Wrmesteuerung	digital
Genauigkeit der Wrmesteuerung	1 K
Geschwindigkeitssteuerung	stepless
Einstellbare Sicherheitsschaltung Min.	50C
Einstellbare Sicherheitsschaltung Max.	360C
Anschluss fr externen Temperaturfhler	PT1000
Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor	1 K
Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit	1 K
Mae (L x B x H)	172 x 286 x 125 mm
Gewicht	3 kg
Zulssige Umgebungstemperatur	5 - 40 C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Sicherheitsklasse DIN EN 60529	IP 42
Spannung	220 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	635 W