

LABINCO LD844 4 position St.st. Hotplate Magnetic Stirrer

Beschreibung

- Topplate 4 x 120 mm diam. Stainless steel 50-1250 rpm
- Hotplate temperature 25-350C (digital)
- 4 positions in two rows of two.
- Stirring capacity 4 x 5 Ltr
- Dimensions (WxDxH) 345 x 385 x 185 mm
- Weight 10 kg
- Temperature sensor on request
- Art.nr.84401 (230V)
- Incl. 4 x spinbar

Zustzliche Informationen

Anzahl der Positionen 4 positions in two rows of two.

Max. Beladung4 x 5 ltrMotorleistung/Eingang (W)4 x 35WMotorleistung/Ausgang (W)4 x 15 WGeschwindigkeitsanzeigeanalog

Drehzahlbereich (U/min) 50 - 1250rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm)60 mmHeizleistung4 x 300 WHeizleistung7 K/min

Bereich der Heiztemperatur room temp.- 350C

Wrmesteuerung digital

Genauigkeit der Wrmesteuerung 1 K

Geschwindigkeitssteuerung stepless

Einstellbare Sicherheitsschaltung Min. '-Einstellbare Sicherheitsschaltung Max. '-

Anschluss fr externen Temperaturfhler on request

Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor 1 K Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit 1 K

Mae (L x B x H) 345 x 385 x 185 mm

Gewicht 10 kg

Zulssige Umgebungstemperatur 5 - 40 C

Max. Luftfeuchtigkeit 80 %

Sicherheitsklasse DIN EN 60529 IP 42

RS232 interface '
Analog output '-

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme1350 W