

LABINCO LD846 6 position St.St. Hotplate Magnetic Stirrer

Beschreibung

- Topplate 6 x 120 mm diam. Stainless steel 50-1250 rpm
- Hotplate temperature 25-350C (digital)
- 6 positions in two rows of three
- Stirring capacity 6 x 5 Ltr
- Dimensions (WxDxH) 505 x 405 x 185 mm
- Weight 14 kg
- Temperature sensor on request
- Art.nr.84601 (230V)
- Incl. 6 x spinbar

Zustzliche Informationen

Max. Beladung6 x 5 ltrMotorleistung/Eingang (W)6 x 35WMotorleistung/Ausgang (W)6 x 15 WGeschwindigkeitsanzeigeanalog

Drehzahlbereich (U/min) 50 - 1250rpm

Lnge des Rhrstabes max (mm)60 mmHeizleistung6 x 300 WHeizleistung7 K/min

Bereich der Heiztemperatur room temp.- 350C

Wrmesteuerung digital

Genauigkeit der Wrmesteuerung 1 K

Geschwindigkeitssteuerung stepless

Einstellbare Sicherheitsschaltung Min. '-Einstellbare Sicherheitsschaltung Max. '-

Anschluss fr externen Temperaturfhler on request

Genauigkeit der Kontrolle mit Sensor 1 K Durchschnittliche Temperaturbestndigkeit 1 K

Mae (L x B x H) 505 x 405 x 185 mm

Gewicht14 kgZulssige Umgebungstemperatur5 - 40 CMax. Luftfeuchtigkeit80 %Sicherheitsklasse DIN EN 60529IP 42RS232 interface'-Analog output'-

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme2050 W