

LABINCO Special big rolling bench

## **Beschreibung**

## **Zustzliche Informationen**

Anzahl der Positionen 1 up to 8

Motorleistung/Eingang (W) 100 W

Motorleistung/Ausgang (W) 75 W

Geschwindigkeitsanzeige Analog

Drehzahlbereich (U/min) 5 - 240 rpm

Geschwindigkeitssteuerung Stepless

Mae (L x B x H) 950 x 550 x 135

Gewicht 15.5

Zulssige Umgebungstemperatur 5 - 40 C

Max. Luftfeuchtigkeit 80%

Sicherheitsklasse DIN EN 60529 IP 42

Spannung220 - 230 VFrequenz50/60 HzLeistungsaufnahme150 W